

Moisturizer

Hygiene Monitoring System.

For use along with PRO1 MICRO Hygiene Monitoring System



Usage

Designed to moisturize the swab of PRO1 MICRO Hygiene Monitoring System.

Characteristics

Moisturizing solution that optimizes the protein recovery.
Measures: 70.0 mm high, 22.0 mm in diameter.
Volume: 5.0 ml.

Environmental conditions during manufacture

Temperature between 15-30 °C, RH = 30-80 %.

Storage conditions

T = 2-30 °C, RH = 30-80 %, store in dark place.

Transportation conditions

Storage conditions should be strictly followed.
Transport in closed and strengthened boxes in order to avoid damages. Transportation of this product does not represent a risk for health.

Shelf-life

3 years.

Packing

Box with 3 droppers of 5 ml each.
Packing information: product code and description, storage conditions, presentation, manufacturer information and data on label.

Labelling

On product: product code and description, batch number and expiration date.
On product's box: product code, batch number, manufacture and expiration date, bar code and datamatrix code.

Possible target markets

Healthcare, Food, Pharmaceutical and Medical industries.

Other important information

Read product's instructions for use thoroughly before use.

Description of identified and/or predictable risks which could represent a risk for the product

Do not open until its use.
Do not touch the spout with your hands. Wear gloves, surgical mask and other hygiene measures to avoid contamination.
Avoid contact with eyes.
Do not freeze.

Humectante

Sistema de Control de Higiene

Para utilizar junto con el Sistema de Monitoreo de Higiene PRO1 MICRO.



Uso previsto

Diseñado para humectar el hisopo del Sistema de Monitoreo de Higiene PRO1 MICRO.

Características

Solución humectante que optimiza la recuperación de proteínas.
Medidas: 70,0 mm de alto, 22,0 mm de diámetro.
Volumen: 5,0 ml.

Condiciones ambientales de producción

Temperatura entre 15-30 °C, HR = 30-80 %.

Condiciones de almacenamiento

T = 2-30 °C, HR = 30-80 %, mantener al abrigo de la luz.

Condiciones de transporte

Respetar las condiciones de almacenamiento. Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes. El transporte de este producto no implica riesgo alguno para la salud de las personas.

Período de vida útil

3 años.

Envase

Caja con 3 goteros de 5 ml cada uno.

Datos en el envase: código y descripción del producto, condiciones de almacenamiento, presentación, datos del fabricante e información en la etiqueta.

Etiquetado

En el producto: código y descripción del producto, lote y fecha de vencimiento.

En el envase: código del producto, lote, fecha de fabricación y vencimiento, código de barras y código datamatrix.

Posibles mercados de destino

Área de la Salud, Industria Alimenticia, Farmacéutica y de Productos Médicos.

Otra información relevante

Antes de su utilización se recomienda leer las instrucciones de uso del producto.

Descripción de los peligros conocidos y/o previsibles y de situaciones que podrían representar un peligro para el producto.

No abrir hasta su uso.

No tocar el pico dosificador con las manos. Usar guantes, barbijo y demás medidas de higiene para evitar contaminación.

Evitar el contacto con los ojos.

No congelar.